




Hamed
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΧΑΛΑΜΠΙΑΛΑΚΗΣ




MediShop

Mirage Quattro



Οδηγίες χρήσης:

1. Βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση πραγματοποιείται σε σωστή κλίμακα
2. Κόψτε περιμετρικά των διακεκομμένων γραμμών
3. Χρησιμοποιείστε τον οδηγό για να βρείτε το σωστό μέγεθος μάσκας
4. Εάν το πιγούνι σας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μικρότερο



Πραγματικό μέγεθος: 3 3/8 ίντσες (πλάτος) x 5 1/8 ίντσες (ύψος)