



Οδηγίες συντήρησης

Μπορείτε να πλύνετε, όσο τακτικά επιθυμείτε, το ορθοπεδικό σας βοήθημα σε κρύο νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό και να το αφήσετε να στεγνώσει φυσικά σε σκιερό μέρος. Μην το σιδερώνετε. Μην το τοποθετήσετε στο πλυντήριο ή το απλώσετε στον ήλιο, γιατί τα κεραμικά υλικά και μέταλλα που βρίσκονται στο ύφασμα ενδέχεται να καταστραφούν.

Maintenance instructions

You can wash your orthopedic appliance in cold water with a neutral detergent as often as you like and let it dry naturally in a shady place. Do not iron it. Do not place it in the washing machine or spread it out in the sun, as ceramic materials and metals in the fabric may be damaged. There is no limit to the hours of application. Wear your orthopedic aid as many hours a day as you like depending on the intensity of the pain.



Λεωφ. Κνωσού 324, Ηράκλειο
Βιάννου 3, Ηράκλειο
2810 289224
210 220 1650
www.medi-shop.gr



Μαυρολένης 4, Ηράκλειο
2810 241401
www.healthyfeet.gr